

Technical Specification

Part No.	Alloy	Adapter Style	Product Height	Product Weight	Max Patient Weight	Torque (M8x12mm)
3T50	Titanium	Receiver/Receiver	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titanium	Receiver/Receiver	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titanium	Receiver/Receiver	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titanium	Receiver/Receiver	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titanium	Pyramid/Receiver	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titanium	Pyramid/Pyramid	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	S. Steel	Receiver/Receiver	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	S. Steel	Receiver/Receiver	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	S. Steel	Receiver/Receiver	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	S. Steel	Receiver/Receiver	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	S. Steel	Pyramid/Receiver	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	S. Steel	Pyramid/Pyramid	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Aluminum	Receiver/Receiver	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Aluminum	Receiver/Receiver	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Aluminum	Receiver/Receiver	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Aluminum	Receiver/Receiver	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Description and Purpose

These instructions are for use by the practitioner. This product is designed to be used for lower limb external prosthetic length, toe direction and alignment corrections. Intended for single user only. This product can be used for mobility classes 1-4. There are no known contra-indications if used in accordance with these instructions. Ensure that the user has understood any instructions for use, drawing particular attention to the maintenance information.

Construction

Use 4mm Allen wrench for all screws. Before fitting this product onto the patient, all parts must be joined properly and any set screws must be secured enough for the patient to walk. In order to make final adjustments, there should be no loose screws. After the final adjustments, apply single drop of removable Loctite® 242 to each of the set/cap screws and then torque the product.

Function

3T50-3T53 is for connection between two pyramid adapters. 3T70 is for connection between two female pyramids and 3T60 for connection between one male and one female pyramid adapters.

Improper installation or uneven, insufficient or excessive torque may cause bolt or adapter failure. Always use quality metric tools for installation. When tightened securely using Loctite on the pyramid screws only and torque settings shown, the device offers a secure way to connect two parts of the limb.

Limitations on Use
Intended life:

A local risk assessment should be carried out based upon activity and usage.

Lifting loads:

User weight and activity is governed by the stated limits. Load carrying by the user should be based on a local risk assessment.

Environment:

Thoroughly rinse with fresh water after use in abrasive environments such as those that may contain sand or grit, for example, to prevent wear or damage to moving parts. Thoroughly rinse with fresh water after use in salt or chlorinated water. Exclusively for use between -15°C and 50°C (5°F to 122°F).

Maintenance

Maintenance is to be carried out by competent personnel only. An annual visual inspection is recommended. During maintenance, it is appropriate to consider any weight or activity increase by the user. If the prosthesis is exposed to circumstances or impact for which it was not designed, inspection by a qualified practitioner is recommended.

- Ensure all screws are secure. If not, remove and clean screws, reapply Loctite to the pyramid screws only, tighten all screws to the correct torque settings.
- Check for visual defects that may affect proper function.

The user should be advised to contact their practitioner if:

- Their condition changes.
- Performance of the device changes.
- Changes in performance may include:
 - Any unusual noises
 - Excessive play or loss of alignment

Warranty

All MEDEX Modular Adapters are unconditionally guaranteed for 2 years. Cutting, drilling, modifying or using the component other than as described in this manual will void the warranty.

Liability

The manufacturer recommends using the device only under the specified conditions and for the intended purposes. The device must be maintained according to the instructions for use supplied with the device.

CE Conformity

This product meets the requirements of MDR 2017/745 guidelines for medical products. This product has been classified as a Class 1 Product according to the classification criteria outlined in Appendix IX of the guidelines.

Technische Daten

Artikelnr.	Material	Adaptertyp	Bauhöhe	Gewicht	Gewichtslimit	Anzugsmoment (M8x12mm)
3T50	Titan	Aufnahme/Aufnahme	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titan	Aufnahme/Aufnahme	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titan	Aufnahme/Aufnahme	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titan	Aufnahme/Aufnahme	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titan	Pyramide/Aufnahme	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titan	Pyramide/Pyramide	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	Edelstahl	Aufnahme/Aufnahme	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	Edelstahl	Aufnahme/Aufnahme	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	Edelstahl	Aufnahme/Aufnahme	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	Edelstahl	Aufnahme/Aufnahme	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	Edelstahl	Pyramide/Aufnahme	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	Edelstahl	Pyramide/Pyramide	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Aluminium	Aufnahme/Aufnahme	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Aluminium	Aufnahme/Aufnahme	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Aluminium	Aufnahme/Aufnahme	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Aluminium	Aufnahme/Aufnahme	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Beschreibung und Verwendungszweck

Diese Gebrauchsanweisung ist für das Fachpersonal bestimmt. Dieses Produkt ist ausschließlich als Teil einer Prothese für die unteren Extremitäten bestimmt, und dient als Verbindungsstück mit Korrekturmöglichkeit des Prothesenaufbaus. Nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Dieses Produkt kann für die Mobilitätsklassen 1–4 eingesetzt werden. Bei einer Verwendung in Übereinstimmung mit den in dieser Anweisung enthaltenen Angaben sind keine Kontraindikationen bekannt. Stellen Sie sicher, dass der Anwender die Gebrauchsanweisung verstanden hat, insbesondere den Abschnitt zur Wartung.

Einbau

Für alle Schrauben 4-mm-Inbusschlüssel verwenden. Vor Einsatz am Anwender müssen sämtliche Teile ordnungsgemäß montiert und sämtliche Schrauben so angezogen werden, dass dieser sicher gehen kann. Es müssen nach der endgültigen Anprobe alle Schrauben mit mittelfestem Loctite® 242 benetzt und anschließend festgezogen werden.

Funktionsweise

3T50-3T53 wird für die Verbindung zwischen zwei Pyramidenadapter verwendet.

3T70 eignet sich für die Verbindung zwischen zwei Pyramidenadaptern und 3T60 für die Verbindung zwischen Pyramide und Pyramidenaufnahme.

Unsachgemäße Anbringung oder ungleichmäßiges, unzureichendes oder zu großes Anzugsmoment können zu Schäden an den Schrauben oder am Adapter führen. Für die Anbringung stets metrische Werkzeuge verwenden. Beim Anziehen der Schrauben mit dem angegebenen Anzugsmoment und unter Verwendung vom angegebenen Loctite ausschließlich auf den Pyramidenschrauben bietet das Produkt eine Möglichkeit zur sicheren Verbindung zweier Prothesenpassteile.

Wartung

Die Wartung darf ausschließlich von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Es wird eine jährliche Sichtprüfung empfohlen. Hierbei sollte auch der persönliche Zustand des Anwenders vor allem hinsichtlich möglicher Gewichtszunahme geprüft werden. Sollte die Prothese Umständen oder Einwirkungen ausgesetzt sein, für die sie nicht konstruiert worden ist, sollte sie vom Fachpersonal überprüft werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind. Ist dies nicht der Fall, Schrauben entfernen und reinigen, Loctite erneut ausschließlich auf die Pyramidenschrauben aufbringen und sämtliche Schrauben mit dem entsprechenden Anzugsmoment anziehen.
- Auf sichtbare Schäden prüfen, die eine ordnungsgemäße Funktionsweise beeinträchtigen könnten.

Der Anwender sollte angewiesen werden, sich in folgenden Fällen an das Fachpersonal zu wenden:

- Bei Änderung des Gesundheitszustands.
- Bei Veränderungen der Leistung/Funktion des Produktes.
- Veränderungen der Leistung/Funktion sind unter anderem:
 - Ungewöhnliche Geräusche
 - Übermäßiges Spiel oder mangelhafte Ausrichtung

Nutzungseinschränkungen

Voraussichtliche Lebensdauer: Es sollte eine individuelle Risikobewertung auf der Basis der Aktivität und Belastung durchgeführt werden.

Belastbarkeit:

Die genannten Einschränkungen gelten für das Körpergewicht und die Aktivität des Anwenders. Die maximale Belastbarkeit beim Heben und Tragen von Lasten durch den Anwender sollte durch eine individuelle Risikobewertung ermittelt werden.

Umgebung:

Nach der Verwendung in Umgebungen mit abrasiven Materialien wie Sand oder Kies mit klarem Wasser abspülen, um bewegliche Teile vor Schäden oder Abnutzung zu schützen. Nach Verwendung in Salz oder Chlorwasser gründlich mit klarem Wasser abspülen. Ausschließlich in Temperaturbereichen zwischen -15 °C und 50 °C einsetzen.

Garantie

Die Garantiedauer beträgt uneingeschränkt für alle modularen MEDEX Adapter zwei Jahre. Das Schneiden, Bohren, eine Modifikation oder Gebrauch der Komponente für einen anderen als den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck führt zum Garantieverfall.

Haftungsbegrenzung

Der Hersteller empfiehlt die Verwendung des Produktes ausschließlich unter den angegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken. Die Wartung des Produktes muss gemäß der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung erfolgen.

CE-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien MDR 2017/745 für Medizinprodukte. Es wurde gemäß der Klassifizierungskriterien in Anhang IX der Richtlinien als Produkt der Klasse 1 eingestuft.

Teknisk spesifikasjon

Del nr.	Legering	Adapterstil	Produkt høyde	Produktvekt	Maks pasientvekt	Moment (M8x12mm)
3T50	Titan	Mottaker/mottaker	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titan	Mottaker/mottaker	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titan	Mottaker/mottaker	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titan	Mottaker/mottaker	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titan	Pyramide/ mottaker	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titan	Pyramide/Pyramide	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	Rustfritt stål	Mottaker/mottaker	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	Rustfritt stål	Mottaker/mottaker	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	Rustfritt stål	Mottaker/mottaker	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	Rustfritt stål	Mottaker/mottaker	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	Rustfritt stål	Pyramid/ mottaker	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	Rustfritt stål	Pyramide/Pyramide	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Aluminium	Mottaker/mottaker	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Aluminium	Mottaker/mottaker	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Aluminium	Mottaker/mottaker	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Aluminium	Mottaker/mottaker	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnummer	Legering	Adapterstil	Produkt høyde	produkt vikt	Max pasientvekt	Vridmoment (M8x12mm)
3T50	Titan	Mottagare/mottagare	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titan	Mottagare/mottagare	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titan	Mottagare/mottagare	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titan	Mottagare/mottagare	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titan	Pyramid/ mottagare	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titan	Pyramid/Pyramid	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	Rostfritt stål	Mottagare/mottagare	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	Rostfritt stål	Mottagare/mottagare	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	Rostfritt stål	Mottagare/mottagare	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	Rostfritt stål	Mottagare/mottagare	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	Rostfritt stål	Pyramid/ mottagare	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	Rostfritt stål	Pyramid/Pyramid	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Aluminium	Mottagare/mottagare	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Aluminium	Mottagare/mottagare	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Aluminium	Mottagare/mottagare	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Aluminium	Mottagare/mottagare	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Beskrivelse og formål

Disse instruksjonene er til bruk for utøveren. Dette produktet er designet for å brukes for ytre proteselengde, tæretning og justering av underbenet. Kun beregnet for enkelbrukere. Dette produktet kan brukes til mobilitetsklasse 1-4. Det er ingen kjente kontraindikasjoner hvis de brukes i samsvar med disse instruksjonene. Forsikre deg om at brukeren har forstått alle bruksanvisninger, med særlig oppmerksomhet på vedlikeholdsinformasjonen. Titaani/R Teräs

Konstruksjon

Bruk 4 mm unbrakonøkkel til alle skruer. Før du monterer dette produktet på pasienten, må alle deler settes ordentlig sammen og eventuelle skruer må være festet nok til at pasienten kan gå. For å gjøre endelige justeringer, bør det ikke være løse skruer. Etter de siste justeringene, påfør en enkelt dråpe avtakbar Loctite® 242 på hver av innstillings- / hettsskruene, og trekk deretter til med moment.

Funksjon

3T50-3T53 er for tilkobling mellom to pyramideadaptere. 3T70 er for forbindelse mellom to kvinnelige pyramider og 3T60 for forbindelse mellom en hann og en kvinnelig pyramideadapter. Feil installasjon eller ujevnt, utilstrekkelig eller overdreven dreiemoment kan forårsake feil på bolten eller adapteren. Bruk alltid kvalitetsverktøy for installasjon. Når den strammes godt med bare Loctite på pyramideskruene og de viste momentinnstillingene, gir enheten en sikker måte å koble sammen to deler av lemmen..

Begrensninger for bruk

Tiltenkt liv:
En lokal risikovurdering bør utføres basert på aktivitet og bruk.
Løft av last:
Brukervekt og aktivitet styres av de angitte grensene. Last som bæres av brukeren bør være basert på en lokal risikovurdering.
Miljø:
Skyll grundig med ferskvann etter bruk i slipemiddel miljøer som de som kan inneholde sand eller grus, for eksempel for å forhindre slitasje eller skade på bevegelige deler. Skyll grundig med ferskvann etter bruk i salt eller klorert vann. Eksklusivt for bruk mellom -15 ° C og 50 ° C (5 ° F til 122 ° F).

Vedlikehold

Vedlikehold skal kun utføres av kompetent personell. Det anbefales en årlig visuell inspeksjon. Under vedlikehold er det hensiktsmessig å vurdere hvilken som helst vekt eller aktivitet som øker av brukeren. Hvis protesen utsettes for omstendigheter eller støt som den ikke ble designet for, anbefales inspeksjon av en kvalifisert utøver.

- Forsikre deg om at alle skruene er sikre. Hvis ikke, fjern og rengjør skruene, bruk Loctite på bare pyramideskruene, stram til alle skruene med riktig momentinnstilling.
- Kontroller om det er synsfeil som kan påvirke riktig funksjon.

Brukeren bør rådes til å kontakte utøveren hvis:

- Tilstanden deres endres.
- Ytelsen til enheten endres.
- Endringer i ytelse kan omfatte:
 - Uvanlige lyder
 - Overdreven spill eller tap av justering

Garanti

Alle MEDEX modulære adaptere er ubetinget garantert i 2 år. Kutting, boring, modifisering eller bruk av komponenten annet enn beskrevet i denne håndboken vil ugyldiggjøre garantien.

Byrde

Produsenten anbefaler at du bare bruker enheten under de spesifiserte forholdene og til de tiltenkte formål. Enheten må vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen som følger med enheten.

CE-samsvar

Dette produktet oppfyller kravene i MDR 2017/745-retningslinjene for medisinske produkter. Dette produktet er klassifisert som et klasse 1-produkt i henhold til klassifiseringskriteriene beskrevet i vedlegg IX til retningslinjene.

Beskrivelse og syfte

Dessa instruksjoner är avsedda för utövare. Denna produkt är utformad för att användas för yttre proteslängd för nedre extremiteter, tårkning och justeringskorrigering. Endast avsedd för enstaka användare. Denna produkt kan användas för rörlighetsklasserna 1-4. Det finns inga kända kontraindikationer om de används i enlighet med dessa instruktioner. Se till att användaren har förstått alla bruksanvisningar, med särskild uppmärksamhet på underhållsinformationen.

Konstruksjon

Använd 4 mm insexnyckel för alla skruvar. Innan denna produkt monteras på patienten måste alla delar fästas ordentligt och eventuella ställskruvar måste vara tillräckligt fästa för att patienten ska gå. För att göra slutliga justeringar bör det inte finnas några lösa skruvar. Efter de slutgiltiga justeringarna applicerar du en droppe avtagbar Loctite® 242 på var och en av inställningsskruvarna och vrider sedan åt produkten.

Fungera

3T50-3T53 är för anslutning mellan två pyramidadaptrar. 3T70 är för anslutning mellan två kvinnliga pyramider och 3T60 för anslutning mellan en manlig och en kvinnlig pyramidadapter. Felaktig installation eller ojämnt, otillräckligt eller överdrivet vridmoment kan orsaka bult- eller adapterfel. Använd alltid kvalitetsmåterktyg för installation. När den dras åt ordentlig med Loctite endast på pyramidskruvarna och de visade vridmomentinställningarna, erbjuder enheten ett säkert sätt att ansluta två delar av lemnen.

Begränsningar för användning

Avsett liv:
En lokal risikobedömning bör göras basert på aktivitet och användning.
Løft av last:
Användarens vikt och aktivitet styrs av de angivna gränserna. Lastens bärande bör baseras på en lokal risikobedömning.
Miljø:
Skölj noggrant med färskvatten efter användning i slipemedel miljøer som kan innehålla sand eller korn, till exempel för att förhindra slitage eller skada på rörliga delar. Skölj noga med färskvatten efter användning i salt eller klorerat vatten. Eksklusivt för användning mellan -15 ° C och 50 ° C (5 ° F till 122 ° F).

Underhåll

Underhåll ska endast utföras av behörig personal. En årlig visuell inspektion rekommenderas. Under underhåll är det lämpligt att överväga användarens vikt eller aktivitet. Om protesen utsätts för omstendigheter eller støtar för vilken den inte var konstruerad rekommenderas inspeksjon av en kvalifiserad läkare.

- Se till at alla skruvar sitter ordentligt. Om inte, ta bort och rengjør skruvarna, applicera Loctite endast på pyramidskruvarna, dra åt alla skruvarna till rätt momentinställningar.
- Kontrollera om det finns synfel som kan påvirke korrekt funksjon.

Användaren bör uppmanas att kontakta sin läkare om:

- Deras tillstånd förändras.
- Enhetens prestanda ändras.
- Prestationsförändringar kan innefatta:
 - Eventuella ovanliga ljud
 - Överdrivet spel eller förlorad justering

Garanti

Alla MEDEX modulära adapterar är ovillkorligen garanterade i 2 år. Kapning, boring, modifiering eller användning av en annan komponent än vad som beskrivs i denna bruksanvisning opphåver garantin.

Börda

Tillverkaren rekommenderar att du endast använder enheten under de angivna förhållandena och för avsedda ändamål. Enheten måste underhållas i enlighet med den medföljande bruksanvisningen enheten.

CE-efterlevnad

Denna produkt oppfyller kraven i MDR 2017/745-riktlinjene for medicinsk utrustning. Denna produkt klassificeras som en klasse 1-produkt enligt klassifiseringskriteriene som beskrivs i bilaga IX till riktlinjene.

TEKNISK SPECIFIKATION

Varenr.	Legering	Adapterstil	Produktøjde	Produktvægt	Maks. Patientvægt	Moment (M8x12mm)
3T50	Titanium	Modtager/modtager	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titanium	Modtager/modtager	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titanium	Modtager/modtager	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titanium	Modtager/modtager	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titanium	Pyramide/ modtager	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titanium	Pyramide/Pyramide	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	Rustfrit stål	Modtager/modtager	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	Rustfrit stål	Modtager/modtager	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	Rustfrit stål	Modtager/modtager	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	Rustfrit stål	Modtager/modtager	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	Rustfrit stål	Pyramide/ modtager	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	Rustfrit stål	Pyramide/Pyramide	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Aluminium	Modtager/modtager	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Aluminium	Modtager/modtager	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Aluminium	Modtager/modtager	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Aluminium	Modtager/modtager	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Beskrivelse og formål

Disse instruktioner er til brugen af den praktiserende læge. Dette produkt er designet til at blive brugt til ekstern proteselængde, tåretning og justering af underbenet. Kun beregnet til enkeltbrugere. Dette produkt kan bruges til mobilitetsklasse 1-4. Der er ingen kendte kontraindikationer, hvis de anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner. Sørg for, at brugeren har forstået alle betjeningsvejledningerne under særlig opmærksomhed om vedligeholdelsesoplysningerne.

Konstruktion

Brug 4 mm unbrakonøgle til alle skruer. Inden dette produkt monteres på patienten, skal alle dele forbindes korrekt, og eventuelle skruer skal være fastgjort nok til, at patienten kan gå. For at foretage endelige justeringer skal der ikke være løse skruer. Efter de sidste justeringer, påfør en enkelt dråbe aftagelig Loctite® 242 på hver af indstillings- / dækselskruerne, og drej derefter momentet med produktet.

Fungere

3T50-3T53 er til forbindelse mellem to pyramideadaptere. 3T70 er til forbindelse mellem to hunpyramider og 3T60 til forbindelse mellem en han- og en hunpyramideadapter. Forkert installation eller ujævn, utilstrækkelig eller overdreven drejningsmoment kan forårsage fejl på boltene eller adapteren. Brug altid metriske kvalitetsværktøjer til installation. Når den strammes sikkert med Loctite kun på pyramideskruerne og de viste momentindstillinger, tilbyder enheden en sikker måde at forbinde to dele af lemmen på.

Begrænsninger i brugen

Tilsigtet liv:
En lokal risikovurdering bør udføres baseret på aktivitet og anvendelse.

Løftebelastninger:
Brugervægt og aktivitet styres af de angivne grænser. Belastninger, der bæres af brugeren, skal baseres på en lokal risikovurdering.

Miljø:
Skyl grundigt med frisk vand efter brug i slibemiddel miljøer som f.eks. sand eller grus, for eksempel for at forhindre slitage eller beskadigelse af bevægelige dele. Skyl grundigt med ferskvand efter brug i salt eller kloreret vand. Eksklusiv til brug mellem -15 ° C og 50 ° C (5 ° F til 122 ° F).

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse bør kun udføres af kompetent personale. Det anbefales en årlig visuel inspektion. Under vedligeholdelse anbefales det at overveje enhver vægt eller aktivitet, der øges af brugeren. Hvis protezen udsættes for omstændigheder eller stød, som den ikke er designet til, anbefales inspektion af en kvalificeret praktiserende læge.

- Sørg for, at alle skruer sidder godt fast. Hvis ikke, skal du fjerne og rengøre skruerne. Brug Loctite kun på pyramideskruerne, stram alle skruer med den korrekte momentindstilling.
- Kontroller for synsfejl, der kan påvirke korrekt drift.

Brugeren bør rådes til at kontakte den praktiserende læge, hvis:

- Deres tilstand ændres.
- Enhedens ydeevne ændres.
- Ændringer i ydeevne kan omfatte:
 - Usædvanlige lyde
 - Overdrevne afspilning eller tab af justering

Garanti

Alle MEDEX modulære adaptere er ubetinget garanteret i 2 år. Klipping, boring, ændring eller brug af en anden komponent end beskrevet i denne vejledning annullerer garantien.

Ansvar

Producenten anbefaler, at du kun bruger enheden under de angivne betingelser og til de tilsigtede formål. Enheden skal vedligeholdes i henhold til den medfølgende betjeningsvejledning enheden.

CE-overholdelse

Dette produkt opfylder kravene i MDR 2017/745-retningslinjerne for medicinsk udstyr. Dette produkt er klassificeret som et klasse 1-produkt i henhold til klassificeringskriterierne beskrevet i bilag IX til retningslinjerne.

TEKNISKE OMINAISUUDET

Osa numero	Metalliseos	Sovittimen tyyli	Tuotteen korkeus	Tuotteen paino	Potilaan enimmäispaino	Vääntömomentti (M8x12mm)
3T50	Titaani	Vastaanotin/vastaanotin	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titaani	Vastaanotin/vastaanotin	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titaani	Vastaanotin/vastaanotin	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titaani	Vastaanotin/vastaanotin	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titaani	Pyramidi/vastaanotin	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titaani	Pyramidi/Pyramidi	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	R. teräs	Vastaanotin/vastaanotin	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	R. teräs	Vastaanotin/vastaanotin	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	R. teräs	Vastaanotin/vastaanotin	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	R. teräs	Vastaanotin/vastaanotin	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	R. teräs	Pyramidi/vastaanotin	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	R. teräs	Pyramidi/Pyramidi	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Alumiini	Vastaanotin/vastaanotin	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Alumiini	Vastaanotin/vastaanotin	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Alumiini	Vastaanotin/vastaanotin	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Alumiini	Vastaanotin/vastaanotin	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Kuvaus ja tarkoitus

Nämä ohjeet on tarkoitettu lääkärin käyttöön. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen proteesin pituuden, varvasuunnan ja säärien säätämiseen. Tarkoitettu vain yksittäisille käyttäjille. Tätä tuotetta voidaan käyttää liikkuvuusluokissa 1-4. Ei ole tunnettuja vasta-aiheita, jos niitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti. Varmista, että käyttäjä on ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet, kiinnittäen erityistä huomiota huoltotietoihin.

Rakentaminen

Käytä 4 mm kuusiokoloavainta kaikille ruuveille. Ennen tuotteen kiinnittämistä potilaaseen kaikki osat on liitettävä oikein ja kaikki kiinnitysruuvit on kiinnitettävä riittävästi potilaan kävelemiseen. Viimeisten säätöjen tekemiseksi ei saa olla löysää ruuvia. Viimeisten säätöjen jälkeen levitä yksi tippa irrotettavaa Loctite® 242: ta kuhunkin säätöruuviin ja kiristä sitten tuote.

Toiminto

3T50-3T53 on tarkoitettu kahden pyramidisovittimen liittämiseen. 3T70 on tarkoitettu kahden naispuolisen pyramidin väliseen liittäntään ja 3T60 yhden uros- ja yhden naispuolisen pyramidisovittimen väliseen liittäntään. Väärä asennus tai epätasainen, riittämätön tai liiallinen vääntömomentti voi aiheuttaa pultin tai sovittimen vian. Käytä asennuksessa aina laadukkaita metrisiä työkaluja. Kun kiristetään kunnolla vain pyramidiruuveilla Loctite-sovelluksella ja kiristetyt momenttiasetukset, laite tarjoaa turvallisen tavan liittää kaksi raajaosaa.

Käyttörajoitukset

Tarkoitettu elämä:
Paikallinen riskinarviointi tulisi suorittaa aktiivisuuden ja käytön perusteella.
Kuormien nostaminen:
Käyttäjän painoa ja toimintaa valvotaan määrättyillä rajoilla. Käyttäjän on kuormitettava paikallista riskiarviointia.
Ympäristö:
Huuhtelee huolellisesti rakkaalla vedellä käytön jälkeen hankausaineena ympäristöissä, kuten hiekkaa tai soraa, esimerkiksi liikkuvien osien kulumisen tai vahingoittumisen estämiseksi. Huuhtelee perusteellisesti makealla vedellä käytön jälkeen suolaisessa tai klooratussa vedessä. Ainoastaan -15 ° C - 50 ° C (5 ° F - 122 ° F) välillä.

Huolto

Huollon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Vuotuinen silmämääräinen tarkastus on suositeltavaa. Huollon aikana on suositeltavaa ottaa huomioon kaikki käyttäjän nostamat painot tai aktiviteetit. Jos proteesi altistuu olosuhteille tai iskuille, joita varten sitä ei ole suunniteltu, suositellaan pätevän yleislääkärin suorittamaa tarkastusta.

- Varmista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiinni. Jos ei, irrota ja puhdistaa ruuvit. Käytä Loctiteä vain pyramidiruuveilla, kiristä kaikki ruuvit oikealla vääntömomentilla.

- Tarkista näkövirheet, jotka voivat vaikuttaa moitteettomaan toimintaan.

Käyttäjää tulisi neuvota ottamaan yhteyttä yleislääkäriin, jos:

- Heidän tilansa muuttuu.
- Laitteen suorituskyky muuttuu.
- Suorituskyvyn muutokset voivat sisältää:
 - Epätavalliset äänet
 - Liiallinen toisto tai säätöjen menetys

Takuu

Kaikille MEDEX-moduulisovittimille taataan ehdoitta 2 vuoden takuu. Muun kuin tässä oppaassa kuvatun komponentin leikkaaminen, poraus, muokkaaminen tai käyttö mitätöi takuun.

Vastuu

Valmistaja suosittelee, että käytät laitetta vain määritellyissä olosuhteissa ja aiottuun tarkoitukseen. Laitetta on huollettava mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti laite.

CE-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevat MDR 2017/745 -vaatimukset. Tämä tuote luokitellaan luokan 1 tuotteeksi ohjeiden liitteessä IX kuvattujen luokituskriteerien mukaisesti.


Spécifications techniques

N° d'article	Alliage	Type d'adaptateur	Hauteur du produit	Poids du produit	Max. Poids du patient	Ensemble Visser Couple (M8x 12mm)
3T50	Titanium	Récepteur/Récepteur	32 mm	88 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T51	Titanium	Récepteur/Récepteur	45 mm	98 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T52	Titanium	Récepteur/Récepteur	60 mm	110 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T53	Titanium	Récepteur/Récepteur	75 mm	120 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T60	Titanium	Pyramide/ Récepteur	43 mm	76 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3T70	Titanium	Pyramide/Pyramide	35 mm	60 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3S50	Acier inoxydable	Récepteur/Récepteur	32 mm	135 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S51	Acier inoxydable	Récepteur/Récepteur	45 mm	156 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S52	Acier inoxydable	Récepteur/Récepteur	60 mm	179 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S53	Acier inoxydable	Récepteur/Récepteur	75 mm	197 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S60	Acier inoxydable	Pyramide/ Récepteur	43 mm	124 g	136 Kg. / 300 lbs.	15 Nm
3S70	Acier inoxydable	Pyramide/Pyramide	35 mm	109 g	136 Kg. / 300 lbs.	N/A
3A50	Aluminium	Récepteur/Récepteur	32 mm	65 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A51	Aluminium	Récepteur/Récepteur	45 mm	80 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A52	Aluminium	Récepteur/Récepteur	60 mm	94 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm
3A53	Aluminium	Récepteur/Récepteur	75 mm	112 g	100 Kg. / 220 lbs.	15 Nm

Description et objectif

Ces instructions sont à l'usage du médecin généraliste. Ce produit est conçu pour être utilisé pour la longueur de prothèse externe, la déchirure et l'ajustement du bas de la jambe.

Destiné aux utilisateurs uniques seulement. Ce produit peut être utilisé pour la classe de mobilité 1-4. Il n'y a pas de contre-indications connues s'il est utilisé conformément à ces instructions. Assurez-vous que l'utilisateur a compris toutes les instructions d'utilisation avec une attention particulière aux informations d'entretien.

Construction

Utilisez une clé Allen de 4 mm pour toutes les vis. Avant de monter ce produit sur le patient, toutes les pièces doivent être correctement connectées et toutes les vis doivent être suffisamment sécurisées pour que le patient puisse marcher. Pour effectuer les derniers réglages, il ne doit pas y avoir de vis desserrées. Après les derniers réglages, appliquer une seule goutte de Loctite® 242 amovible sur chacune des vis de réglage / couvercle, puis tourner le couple avec le produit.

Une fonction

3T50-3T53 est pour la connexion entre deux adaptateurs pyramidaux. 3T70 est pour la connexion entre deux pyramides femelles et 3T60 pour la connexion entre un adaptateur de pyramide mâle et femelle.

Une installation incorrecte ou un couple inégal, insuffisant ou excessif peut entraîner un dysfonctionnement du boulon ou de l'adaptateur. Utilisez toujours des outils de qualité métrique pour l'installation. Lorsqu'il est fermement serré avec du Loctite uniquement sur les vis pyramidales et les réglages de couple indiqués, l'unité offre un moyen sûr de connecter deux parties du membre.

Restrictions d'utilisation

Durée de vie prévue :

Une évaluation locale des risques doit être effectuée en fonction de l'activité et de l'utilisation.

Levage de charges :

Le poids et l'activité de l'utilisateur sont contrôlés par les limites spécifiées. Les charges supportées par l'utilisateur doivent être basées sur une évaluation des risques locaux.

Environnement:

Rincer abondamment à l'eau douce après utilisation en abrasif des environnements tels que du sable ou du gravier, par exemple pour éviter l'usure ou l'endommagement des pièces mobiles. Rincer abondamment à l'eau douce après utilisation dans de l'eau salée ou chlorée. Exclusif pour une utilisation entre -15°C et 50°C (5°F à 122°F).

Maintenance

L'entretien ne doit être effectué que par du personnel compétent. Une inspection visuelle annuelle est recommandée. Lors de la maintenance, il est recommandé de prendre en compte tout poids ou activité augmentée par l'utilisateur. Si la prothèse est exposée à des circonstances ou à des chocs pour lesquels elle n'est pas conçue, une inspection par un médecin généraliste qualifié est recommandée.

- Assurez-vous que toutes les vis sont solidement fixées. Sinon, retirez et nettoyez les vis. Utilisez du Loctite uniquement sur les vis pyramidales, serrez toutes les vis avec le couple de serrage correct.
- Vérifiez les défauts de vision qui peuvent affecter le bon fonctionnement.

Il doit être conseillé à l'utilisateur de contacter le médecin généraliste si :

- Leur état change.
- Les performances de l'appareil changent.
- Les changements de performance peuvent inclure :
 - Sons inhabituels
 - Lecture excessive ou perte de réglage

Garantie

Tous les adaptateurs modulaires MEDEX sont garantis inconditionnellement pendant 2 ans. Couper, percer, modifier ou utiliser tout autre composant que celui décrit dans ce manuel annulera la garantie.

Responsabilité

Le fabricant vous recommande d'utiliser l'appareil uniquement dans les conditions spécifiées et aux fins prévues. L'appareil doit être entretenu conformément aux instructions d'utilisation ci-jointes le dispositif.

Conformité CE

Ce produit répond aux exigences des directives MDR 2017/745 pour les dispositifs médicaux. Ce produit est classé comme produit de classe 1 selon les critères de classification décrits à l'annexe IX des lignes directrices.